

## El robot farmacéutico

*Miriam Villamediana*

Madrid, 19.10.2009 | 22:41 h.

La tecnología, una vez más, al servicio de la sanidad. En el hospital universitario Gregorio Marañón de **Madrid** han estrenado un "**ayudante**": un robot destinado a preparar **fármacos de alto riesgo y alto coste**, considerado el más seguro de Europa. Lo pondrán en funcionamiento dentro de cuatro o cinco semanas.

El robot permitirá multiplicar por diez los fármacos que se preparan actualmente en el hospital de forma manual. Se trata de fármacos que tienen **escasa estabilidad**, ya que en caso contrario se comercializarían por la industria y se venderían en las farmacias.

El robot -denominado IV STATION- identifica al usuario fotográficamente, trabaja en un ambiente estéril y estanco con un circuito de aire filtrado, y utiliza luces ultravioletas para reforzar la esterilidad.

La nueva máquina, según la responsable del Servicio de Farmacia de este centro hospitalario, "**redundará en seguridad y calidad** en la atención a los pacientes y eficiencia en la mezcla de los medicamentos".

El nuevo robot garantiza, además, al cien por cien, que "el medicamento que sale es el adecuado, es estable y, para el paciente, **completo y conforme a la prescripción** del médico.

