



## Un hospital madrileño dispondrá de un robot que prepara fármacos de alto riesgo

madrid

AGENCIAS

Un robot destinado a preparar fármacos de alto riesgo y alto coste, considerado el más seguro de “la Comunidad de Madrid, España y Europa”, quedó instalado en el Hospital Universitario Gregorio Marañón y estará en funcionamiento dentro de cuatro o cinco semanas. La responsable del Servicio de Farmacia de este centro hospitalario, María Sanjurjo, reveló que el robot permitirá “multiplicar por diez” los fármacos que se preparan actualmente en el hospital manualmente.

Se trata de fármacos que tienen escasa estabilidad, ya que en caso contrario se comercializarían por la industria y se venderían en las farmacias, explicó. El robot identifica al usuario fotográficamente, trabaja en un ambiente estéril y estanco con un circuito de aire filtrado, y utiliza luces ultravioletas para reforzar la esterilidad.